

**Relação de materiais e instrumentais para o desenvolvimento das atividades práticas de PRÓTESE REMOVÍVEL I (FOUFU31507)****✚ Aula prática de delineadores****✚ Preparo de boca em manequim para Prótese Removível Parcial: aulas práticas em laboratório e avaliação prática (conforme plano de ensino)**

Ambiente de laboratório: **obrigatoriamente** os discentes devem estar uniformizados com jaleco, óculos de proteção). Em caso de cabelos longos, os mesmos devem ser amarrados. Recomenda-se usar gorro.

Qtde Tipo: Individual	Especificação	Imagen (se necessária)
01 Ind.	Manequim articulado P-OCLUSAL ou de PERIO ou de Dentística (Utilizado no 4º e/ou 5º períodos) com dentes íntegros : <ul style="list-style-type: none">• Laboratório preparo de boca: 2 incisivo inferior, 2 canino superior, 1 pré-molar (sup. ou inf.), 2 molares adjacentes (16 e 17 ou 26 e 27 ou 36 e 37 ou 46 e 47);• Avaliação prática: 1 incisivo inferior, 1 canino superior, 1 pré-molar (sup. ou inf.), 2 molares adjacentes (16 e 17 ou 26 e 27 ou 36 e 37 ou 46 e 47); Importante: providenciar a aquisição dos dentes no início do semestre	
01 Ind.	Forro para bancada tamanho 50 x40 cm de plástico ou E.V.A	
01 Ind.	Bandeja plástica ou tabuleiro de alumínio (30x40cm)	
01 Ind.	Lapiseira com grafite 0,5 ou 0,7mm	
01 Ind.	Lamparina a álcool com pavio	
01 Ind.	Pontas diamantadas para alta rotação Marca KG SORENSEN: nºs: 1014*, 1090 (tarja vermelha); 1092* (tarja vermelha); 1033, 1035, 2128 ou 2130* e 3097*). Finalidade: preparo de boca para PRP – * Imprescindíveis e obrigatórias	
01 Ind.	Óculos laranja de proteção para fotopolimerização (UVEX ou similar)	
01 Ind.	Caixa instrumentos Dentística com as espátulas para restaurações em resinas compostas	
01 Ind.	Kit de pontas diamantadas para acabamento e polimento de resinas compostas (douradas e prateadas), Marca KG, grana fina e extrafina: N°s 1190F, 1190FF, 2135 F, 2135FF, 3118F, 3168FF, 3195F e 3195FF.	
01 Ind.	Kit acadêmico: peça reta, micromotor, alta rotação, contra-ângulo, adaptador de brocas de alta rotação (compõe o estojo) e spray lubrificante	
01 Ind.	Porta matriz – finalidade: confecção de RRC classe II	



Universidade Federal de Uberlândia

Faculdade de Odontologia

Curso de Graduação em Odontologia

Área de Prótese Removível e Materiais Odontológicos



Qtde Tipo: Individual	Especificação	Imagen (se necessária)
01 Ind.	Microaplicador microbrush	
01 Ind.	Lapiseira ponta fina; Esculpidor Le cron, Finalidade: aula prática de delineadores	

Uberlândia, 11 de maio de 2025.